

BATERÍA 24V PARA SILLA WD01

SKU: ACC001

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



La batería para silla eléctrica WD01 proporciona la **energía necesaria** para su funcionamiento, permitiendo el desplazamiento seguro y eficiente de personas con movilidad reducida.

MATERIALES

Polietileno de alta calidad
Litio

COLORES

Led



Rojo

Cuerpo



Negro


CARACTERÍSTICAS



Sistema de fijación y llave para asegurar la posición de la batería.



LLAVES



Cuenta con leds indicadores de uso y carga de la batería




Tiempo total de carga 5HRS




Duración de la carga de la batería dependiendo del uso de la silla.



MEDIDAS



APLICACIÓN



Sugerencia de uso, la silla se vende por separado



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com