

# CANDADO FOLIADO PARA CARRO ROJO

SKU: ACC002

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Un candado foliado se utiliza para **asegurar los cajones o compartimentos de un carrito médico**. Este tipo de candado garantiza que el contenido, como medicamentos o materiales estériles, permanezca seguro y **solo accesible para personal autorizado**. Además, su foliado permite llevar un control de seguridad mediante un número único identificable.

## MATERIALES

Polietileno de alta calidad

## COLORES



Rojo

## CARACTERÍSTICAS



Resistente a los rayos UV



Cola astriada con largo de 21 cm.



FOLIO



Diseño ligero y flexible




De fácil ajuste



Cada paquete incluye 100 candados foliados

## MEDIDAS



Sugerencia de uso, el carrito se vende por separado.



Calle Desarrollo Industrial 201,  
Colonia Industrial las Cruces  
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina  
477 529 8371  
Whatsapp  
477 724 6681



[www.dml-medica.com](http://www.dml-medica.com)



[ventas@dml-medica.com](mailto:ventas@dml-medica.com)  
[iarmenta@dml-medica.com](mailto:iarmenta@dml-medica.com)  
[clopez@dml-medica.com](mailto:clopez@dml-medica.com)