

# CAMILLA DE ESPATULA O SCOOP DE ALUMINIO C1

SKU: CAM026

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



La camilla de espátula o scoop de aluminio C1, se utiliza para inmovilizar y trasladar a pacientes de forma segura, permitiendo recogerlos sin necesidad de moverlos, gracias a su diseño en dos piezas, lo que es ideal para situaciones de emergencia y rescate, especialmente en casos de posibles lesiones o fracturas de columna.

## MATERIALES

Estructura de Aluminio

## COLORES

Tubular

Aluminio

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS



Orificios que permiten un agarre fácil en los extremos de la camilla, también diseñados para que se puedan sujetar los accesorios de inmovilización.



Capacidad de carga de 160 kg.



Peso neto de 8.3 kg



Doble mecanismo de bloqueo de seguridad.



Fácil de doblar para almacenar.



Marco inferior para los pies estrecho para mejor manejo de espacios reducidos.



Desacople de ambos extremos para sacar suavemente al paciente.



De fácil limpieza y desinfección.



Impermeable a los líquidos y resistente a la corrosión.



4 dimensiones de longitud ajustable a la altura del paciente:

Longitud A: 209 cm

Longitud B: 195.5 cm

Longitud C: 182 cm

Longitud D: 168 cm




Inmovilización del paciente en la posición en la que ha sido encontrado, minimizando los movimientos de la columna vertebral.




Dispositivo para manipular al paciente sin necesidad de rotarlo y levantarlo.



## MEDIDAS



## APLICACIÓN



Desarrollo Industrial 201,  
Colonia industrial las Cruces  
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina  
477 529 8371  
Whatsapp  
477 724 6681



[www.dml-medica.com](http://www.dml-medica.com)



[ventas@dml-medica.com](mailto:ventas@dml-medica.com)  
[iarmenta@dml-medica.com](mailto:iarmenta@dml-medica.com)  
[clopez@dml-medica.com](mailto:clopez@dml-medica.com)