

BURÓ PARA HOSPITAL

SKU: BUR001 SKU: BUR002 SKU: BUR003

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Un buró de hospital es un mueble pequeño y funcional que se coloca junto a la cama del paciente. Sirve para almacenar artículos personales, medicamentos, alimentos, y otros suministros que el paciente o el personal médico pueda necesitar al alcance. Facilita el acceso y organización de elementos esenciales durante la estancia hospitalaria

MATERIALES

- Fabricado en inyección de ABS moldeable.

COLORES DISPONIBLES

*se venden por separado



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS



La superficie de la mesa está diseñada para evitar la caída de objetos.



Cajón para almacenamiento.



Armario de gran espacio con tabla divisoria ajustable.



De fácil limpieza y desinfección.



Construido con materiales no tóxicos, resistentes, antioxidantes y anticorrosivos



Tabla estante ajustable.



Gancho para toallas plegable y resistente en cada lateral.



2 Porta bolsas plegables en cada lateral.



Espacio en el interior de la puerta para almacenar papeles.




Uso principal para hospitales y centros de emergencia.



Equipada con 4 ruedas giratorias con freno.



MEDIDAS



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com