

CAMA HOSPITALARIA MANUAL DE 2 FUNCIONES BII-12

SKU: CH0001

Imágenes de referencia, el producto puede variar dependiendo de acuerdo a existencia.



Una cama hospitalaria está diseñada para **proporcionar comodidad, seguridad y facilidad de atención médica** a los pacientes en hospitales, clínicas o en el hogar. Estas camas permiten ajustar la altura, la inclinación del respaldo y de las piernas, **facilitando el acceso para el personal médico y mejorando la comodidad del paciente**. También suelen incluir barandillas de seguridad y ruedas para su movilidad, contribuyendo a un mejor manejo de emergencias y necesidades médicas específicas.

MATERIALES

- Colchón de 6 cm de espesor
- Cabecero, reposapiés y manivela en plástico resistente al impacto ABS
- Chasis de acero laminado en frío con acabados en pintura electrostática

COLORES Estructura

Blanco

Azul

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS



Cabecero y reposapiés extraíbles para proporcionar un mejor acceso al paciente.



Barandales laterales abatibles de aleación de aluminio de 40 cm de altura.



La base del colchón se divide en respaldo, asiento, reposamuslos y reposapiernas.



Superficies seguras para el contacto con la piel.



Manivela que controla la inclinación del reposamuslos y reposapiernas.



La cama está equipada con cuatro ruedas con freno que se pueden accionar por separado.

Respaldo ajustable de 0° a 70°.



Portavenoclisis abatible.



Peso neto 70 kg.



Capacidad de carga 230 kg.



Reposamuslos ajustable de 0° a 35°.





Porta etiquetas.



Manivela que controla la inclinación del respaldo.



MEDIDAS



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com




ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.

ACCESORIOS

Colchón y portavenoclisis



Mesa



Cabecera y piecera

APLICACIÓN



DML



DML



DML



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com