

CAMILLA TIPO SKED CON ACCESORIOS

SKU:CAM017

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Una camilla de rescate enrollable permite transportar de forma segura a personas lesionadas en emergencias. Es ligera, flexible, fácil de almacenar, adecuada para rescates en terrenos complicados, proporciona una solución práctica en operaciones donde la rapidez y la maniobrabilidad son esenciales.

MATERIALES

Compuesto de plástico especial
Cinta de poliéster de 50 mm de ancho

COLORES

Camilla: Naranja
Cintas: Negro
Correa: Blanco

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS



Se usa para rescate en incendios, rescate en espacios profundos y estrechos o rescate en aéreos.



Puede ser ocupada para rescate horizontal o vertical.



Puede ser ocupada para rescate en accidentes químicos.



Peso del producto: 11Kg



Enrollable para fácil transporte



Accesorios incluidos:
-6 Cinturones de seguridad.
-6 Mosquetones
-1 Arnés de seguridad
-1 Cuerda



Material resistente, durable y fácil de limpiar.



Compacta y de peso ligero.



Cintas para sujetar el torso.



Agarraderas en los costados.




Capacidad de carga de 200 kg.



Soporta temperaturas de -30° C a 50° C.



MEDIDAS



ACCESORIOS

-6 Cinturones de seguridad.
-1 Arnés de seguridad
-6 Mosquetones
-1 Cuerda



APLICACIÓN



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com