

CAMILLA DE GOLPE AMARILLA/NEGRA A2-3

SKU: CAM004

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Una **camilla de golpe** es un dispositivo esencial en situaciones de emergencia, diseñado para transportar a pacientes lesionados o enfermos de manera rápida y segura durante la **atención médica prehospitalaria**, equipada con características como correas de seguridad, almohadillas acolchadas que proporciona comodidad al usuario, además cuenta con un compartimento para **guardar la camilla rígida**.

MATERIALES

- Cuerpo de aluminio de alta resistencia y acero inoxidable
- Ruedas de plástico de uso rudo de 5 cm de diámetro
- Colchón impermeable vulcanizado de 5-8 cm de espesor

COLORES

- Colchón Estructura
- Negro ● Amarillo ● Rojo

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS



Rieles laterales abatibles para protección del paciente.



Incluye **porta-sueros abatible**.



Puede ser operada fácilmente por una **persona**.



Capacidad de carga **180 kg**.



Incluye **3 piezas de cinturón** para: pecho, caderas y rodillas.



El mecanismo de las patas se controla por **agarraderas** en ambos lados de la camilla, cuenta con seguro para controlar y esconder las patas doblándolas.

Respaldo puede ajustarse a un **ángulo máximo de 65°** por pistón.



Uso principal **para ambulancias, hospitales** y centros de emergencia.



La camilla se asegura a la ambulancia por el **sujetador** que incluye.



Cuenta con **compartimiento** para guardado de **camilla rígida** en la parte baja de la camilla.



Altura es **ajustable de 38- 80 cm** para que entre en diferentes tipos de ambulancias.





Patas mecánicas con sistema de frenado por medio de mecanismo accionado con el **pie del operador**.




MEDIDAS

Posición alta



Posición baja

Posición baja



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.


ACCESORIOS

Sistema de fijación para la camilla en la ambulancia.



3 Cinturones de sujeción.

APLICACIÓN



**La camilla rígida se vende por separado



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com