

# CAMILLA PARA TRASLADO DE PACIENTES CT-01

SKU: CAM014

Imágenes de referencia, el producto puede variar dependiendo existencia.



Una camilla para traslado de pacientes es esencial para facilitar el transporte del paciente dentro del hospital, así como la realización de estudios y la atención médica. La modificación de la altura permite que la camilla se pueda adaptar a las diferentes situaciones

## MATERIALES

- Colchón de 6 cm de espesor
- Chasis Acero laminado en frío con acabados en pintura electrostática

## COLORES

Estructura

Colchon



Blanco



Azul

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS



Barandales abatibles con sistema hidráulico fabricados en polipropileno.



Chasis fabricado en acero y pintura electrostática.



Altura ajustable de 50cm a 90cm.



Palanca plegable para subir o bajar la posición de la camilla



Todas las superficies son seguras para el contacto con la piel.



Portavenocclisis abatible



Respaldo ajustable de 0° a 80°



Capacidad de carga 300 kg



Pedal de bloqueo lateral





Soporte para tanque de oxígeno



Freno de ruedas en ambos lados de la camilla



## POSICIONES



Calle Desarrollo Industrial 201,  
Colonia industrial las Cruces  
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina  
477 529 8371  
Whatsapp  
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com  
iarenta@dml-medica.com  
clopez@dml-medica.com

## ACCESORIOS


Colchón




Portavenoclis

## FRENO

El freno de pedal en la camilla facilita el uso, ya que permite inmovilizarla de forma rápida y segura con un simple movimiento del pie, sin necesidad de agacharse, garantizando mayor control y estabilidad en situaciones críticas.



## APLICACIÓN



Calle Desarrollo Industrial 201,  
Colonia Industrial las Cruces  
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina  
477 529 8371  
Whatsapp  
477 724 6681



[www.dml-medica.com](http://www.dml-medica.com)



[ventas@dml-medica.com](mailto:ventas@dml-medica.com)  
[iarmenta@dml-medica.com](mailto:iarmenta@dml-medica.com)  
[clopez@dml-medica.com](mailto:clopez@dml-medica.com)