

# INMOVILIZADOR DE CRÁNEO TERMOSELLADO

SKU: INM001

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Un inmovilizador de cráneo es un dispositivo médico diseñado para estabilizar y **asegurar la cabeza además del cuello** de un paciente en situaciones de emergencia, como accidentes automovilísticos, caídas o lesiones deportivas, donde existe el **riesgo de lesiones en la columna vertebral**.

## MATERIALES

- Espuma insulada
- Herrajes de plástico resistente
- Velcro

## COLORES

Estructura

Velcro



Rojo

Negro

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS



Incluye un sujetador para frente que asegura una alineación adecuada de la columna cervical.



Salida de fluidos por el canal auditivo.



De fácil limpieza y desinfección.



Incluye un sujetador para barbilla que asegura una alineación adecuada de la columna cervical.

Base acolchada que se fija firmemente a la camilla, asegurando que la cabeza y el cuello permanezcan en una posición neutral.



Compatible con la mayoría de camillas rígidas y de rescate.



Inmovilizador 100% impermeable.




Traslucido a rayos X (RX).




2 cojines laterales con orificios para verificar.



## MEDIDAS



## APLICACIÓN



Calle Desarrollo Industrial 201,  
Colonia Industrial las Cruces  
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina  
477 529 8371  
Whatsapp  
477 724 6681



[www.dml-medica.com](http://www.dml-medica.com)



[ventas@dml-medica.com](mailto:ventas@dml-medica.com)  
[iarmenta@dml-medica.com](mailto:iarmenta@dml-medica.com)  
[clopez@dml-medica.com](mailto:clopez@dml-medica.com)