

CAMILLA CONVERTIBLE EN SILLA DE RUEDAS A6-HR

SKU: CAM024

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Camilla convertible en silla de ruedas modelo A6-HR, diseñada para ofrecer funcionalidad y versatilidad en el traslado y atención de pacientes en ambulancias, hospitales y centros de emergencia. Equipada con múltiples sistemas de ajuste, seguridad y almacenamiento.

MATERIALES

- Aleación de aluminio de alta resistencia.
- Colchón de 5 cm de grosor

COLORES

- | | |
|------------|---------|
| Estructura | Asiento |
| | |
| Aluminio | Negro |

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS



Barandales abatibles para protección del paciente.



Cuenta con 5 posiciones ajustables.



Palancas de control para ajuste de posición y respaldo.



Tiras reflectantes en cada pata para mayor visibilidad.



Incluye 2 cinturones S-04
1 cinturón S-06



Tabla inferior para colocación de objetos.



Peso neto 38 kg.



Respaldo ajustable



Con capacidad de convertirse en silla de ruedas.



La camilla se asegura a la ambulancia por el sujetador que incluye.



Portavenoclisis abatible.



Cuenta con 6 ruedas, 2 de ellas incluyen freno.



Altura de carga es ajustable de 28 - 88 cm para que entre en diferentes tipos de ambulancias.



POSICIONES

Posición baja



Posición alta



Posición de silla que permite ajuste de respaldo y reposapiés.



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681




www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com


MEDIDAS



ACCESORIOS



APLICACIÓN



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com