

CAMILLA MULTIFUNCIONAL DE GOLPE A8-HR

SKU: CAM021

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Camilla de atención prehospitalaria modelo A8-HR, diseñada para situaciones de emergencia y traslado eficiente del paciente. Su estructura permite múltiples posiciones, incluyendo Trendelenburg, con accesos rápidos y seguros para el personal médico. Fabricada para brindar estabilidad, funcionalidad y confort al paciente durante su atención.

MATERIALES

Cuerpo de aluminio de alta resistencia.
Ruedas de goma de 50 mm de ancho.
Colchón impermeable vulcanizado de 5 cm de espesor.

COLORES

Estructura Colchón
Amarillo Negro Negro

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS



Fácil manipulación para que una sola persona pueda **subir la camilla a la ambulancia**.



Uso principal **para ambulancias, hospitales** y centros de emergencia.



Incluye **porta-sueros abatible**.



2 Cinturones de sujeción tipo S-04.



Colchón termosellado con imán de fijación



Cuenta con posición de **Trendelenburg**.



Respaldo ajustable de **0° a 65°** por sistema neumático.



Protecciones laterales abatibles para protección del paciente durante el traslado.



Dispositivo de fijación para ambulancia.



Altura ajustable.




Patas mecánicas con sistema de frenado por medio de mecanismo accionado con el pie del operador.




MEDIDAS

DML

Posición baja



Posición alta



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com

POSICIONES

Posición Baja




Posición Alta



Posición Trendelenburg



APLICACIÓN



ACCESORIOS

Sistema de fijación para la camilla en la ambulancia.



Cinturones de sujeción.



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com