

CAMILLA PARA RESONANCIA MRI A13

SKU: CAM022

Imágenes de referencia, el producto puede variar de acuerdo a existencia.



Camilla para resonancia magnética MRI A13, **diseñada con materiales no ferromagnéticos** y estructura ligera para un traslado seguro del paciente dentro de **áreas con equipos de resonancia**. Ideal para hospitales y centros especializados.

MATERIALES

- Estructura en Aluminio.
- Colchón termosellado impermeable de 6 cm de grosor.

COLORES

Camilla Estructura
Naranja Aluminio

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS



Altura fija de 75 cm para una posición ergonómica.



Capacidad de carga de 180 kg.



Agarraderas para facilitar la manipulación.



Peso neto de 21 kg.



Cuatro ruedas con sistema de freno para mayor seguridad.

Respaldo ajustable de 0° a 75°



Barandales laterales abatibles.




Diseño compacto y funcional para entornos hospitalarios.




Fabricado totalmente con piezas antimagnéticas.



MEDIDAS



APLICACIÓN



Calle Desarrollo Industrial 201,
Colonia Industrial las Cruces
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina
477 529 8371
Whatsapp
477 724 6681



www.dml-medica.com



ventas@dml-medica.com
iarmenta@dml-medica.com
clopez@dml-medica.com